

いつもと違うツルツル感の訳


Power

「リニア音波振動」

先進のリニア駆動※1により、1分間に約31,000回ものブラシストローク※2を実現。高速振動で手用歯ブラシより短時間で効果的にプラークを除去します。

※1 ジーシープリニア スマートは、パナソニックが音波振動歯ブラシ専用開発したリニアモーター技術を搭載しています。

※2 往復振動の片側を1ストロークとして計算。



だから歯が
ツルツルに
なるんだね

Choice

用途に合わせて選べる 3タイプのブラシ



ステインオフブラシ
歯に沈着したステインが気になる方に



カーブフロートブラシ
プラークを効率的に落としたい方に



ワングブラシ
通常の歯ブラシが届きにくい部分を、重点的に磨きたい方に

僕は歯のステインが
気になるから
ステインオフブラシが
いいな



Brushing

プロフェッショナルな ブラッシングを実現

効果的なプラーク除去のため、小刻みな往復運動を再現。振幅モードは、Normal/Soft/S-softの3つ※3。初めて音波振動歯ブラシを使用される方や、歯肉に炎症のある方でも快適に使用することができます。

※3 Normalのみソフトスタート機能付。



プロ並みの
ブラッシングが
できます

Smart

コンパクトなボディ

本体重量は、従来品（プリニアスリム）から35g減の90gまで軽量化。より持ちやすく快適に使用できます。

軽いから
持ち続けても
疲れない



音波振動歯ブラシ ジーシープリニアスマート

NEW

操作しやすいワンボタンスイッチ

ON/OFFと各モードがワンボタンで操作可能。各モードは文字ランプが点灯しお知らせします。

30秒お知らせタイマー機能

ブラッシング開始から約30秒ごとに一時停止し、歯みがき時間の目安をお知らせします。

お手入れは簡単

ブラシを本体に取り付けたまま水洗いができます。



充電完了お知らせ機能

充電中は充電表示ランプ（赤）が点灯、充電完了すると消灯します。



※連続使用時間：90分（フル充電時）



専用の歯みがきペーストが付属

むし菌・歯周病予防に有効な、音波&電動歯ブラシ専用の歯みがきペーストです。

低研磨性

低発泡性

フッ素配合

キシリトール配合



詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。